

**DEKA**  
Innate Ability

NOUL SISTEM **PRO**

**TETRA**  
PRO

**Pentru Sănătatea Vulvo-vaginală**

Monalisa Touch<sup>®</sup>

Terapie Revoluționară  
pentru Intimitatea Feminină

Tetra PRO se remarcă în **Ginecologie**



# TETRA PRO

EXCELENȚĂ ÎN EVOLUȚIE



## SINDROMUL GENITOURINAR

*al menopauzei*

## POSTPARTUM

*Simptome de hipoestrogenism*

## CHIRURGIE GENITALĂ

*Funcțională & estetică*

# Principii Esențiale

O sursă unică de laser CO<sub>2</sub> cu tehnologia exclusivă **PSD® (Pulse Shape Design)** pentru a atinge niveluri de performanță niciodată obținute până acum în aplicațiile dermatologice și ginecologice.

**Tetra PRO** permite realizarea tratamentului **MonaLisa Touch®**: cea mai cunoscută procedură pentru tratarea afecțiunilor vulvo-vaginale la femeile aflate la menopauză, supraviețuitoare ale cancerului mamar sau hysterectomizate.

## De ce să alegi **TETRA PRO**:

### **MonaLisa Touch®**


Singura procedură laser validată științific pentru sănătatea intimă a femeilor. Peste 100 de publicații internaționale și studii clinice au confirmat eficiența și siguranța ridicată a tratamentului MonaLisa Touch.

### **Versatilitate de Neegalat**

Cele patru moduri de puls disponibile și tehnologia exclusivă PSD® (pulse shape design) permit specialiștilor să aleagă pulsul potrivit pentru fiecare zonă de tratament. O formă specială de puls – D pulse – a fost dezvoltată în mod specific pentru tratarea mucoasei vaginale în siguranță și cu eficiență.

### **Expertiză și Inovație**

Tetra PRO este rezultatul a zeci de ani de experiență și cercetare în domeniul laserelor CO<sub>2</sub>.





**MonaLisa Touch**<sup>®</sup>

**Dispareunie**

**Mâncărimi și Arsuri**

**Uscăciune Vaginală**


## **MonaLisa Touch**<sup>®</sup>

### **Primul și Inegalabilul Tratament pentru Sindromul Genitourinar al Menopauzei**

**MonaLisa Touch**<sup>®</sup> acționează asupra țesutului vaginal atrofiat pentru a reda funcționalitatea mucoasei vaginale. Non-invazivă și sigură, terapia MonaLisa s-a dovedit a fi extrem de eficientă și bine tolerată. Laserul CO<sub>2</sub> livrează energie controlată printr-o sondă cu unghi complet, introdusă în canalul vaginal. Pulsul D acționează atât asupra țesutului de suprafață, cât și asupra


celui profund, stimulează microcirculația, redă elasticitatea mucoasei vaginale și îmbunătățește hidratarea și sensibilitatea zonei vulvo-vaginale. În consecință, MonaLisa rezolvă cele mai frecvente probleme care afectează calitatea vieții și a relațiilor intime ale femeilor, precum uscăciunea vaginală, mâncărimea, senzația de arsură și dispareunia.

# Rezultate Clinice




ÎNAINTE

Tratament Monalisa Touch.  
Morfologia demonstrează trofismul  
metabolic restaurat și  
dinamica întregului epiteliu.  
Cu amabilitatea lui **Prof. A. Calligaro**.  
Universitatea Pavia, Italy.




DUPĂ



ÎNAINTE

Tratament Monalisa Touch.  
Imagini colposcopice ale mucoasei vaginale.  
Cu amabilitatea lui **MG. Fallani, M.D., A. Pieralli,**  
**M.D., Prof. S. Guaschino, M.D., Prof. C.**  
**Penna, M.D.**  
Spitalul Universitar Careggi. Florența, Italia.



DUPĂ



ÎNAINTE

Chirurgie estetică și funcțională vulvo-vaginală.  
Labioplastie cu laser CO<sub>2</sub>  
combinată cu grefă de grăsime.  
Cu amabilitatea lui **P. González Isaza, M.D.**  
Pereira, Colombia.



DUPĂ

ȘTIIȚA DIN SPATELE TEHNOLOGIEI

V<sup>2</sup>LR PRO

## Viteza și Repetabilitatea Tratamentului

Sonda exclusivă **V<sup>2</sup>LR PRO** - aplicatorul cu unghi complet care emite energie laser la **360°** asigură tratamente rapide și precise, ușor de reprodus în diferite sedințe și pentru pacienți diferiți.



MADE IN ITALY

Sistemele și dispozitivele DEKA sunt toate proiectate și asamblate în Italia. Pentru a ne atinge obiectivele de sustenabilitate și pentru a face lanțul nostru de aprovizionare trasabil, transparent și fiabil, stabilim standarde internaționale de mediu pentru noi înșine și pentru furnizorii noștri.

FABRICAT SUSTENABIL

## Interacțiune Perfectă Între Țesut și Laser

D-pulse este o formă de puls exclusivă, creată de DEKA special pentru tratamentul MonaLisa Touch, asigurând astfel eficiență maximă (prin utilizarea adâncimii corecte de penetrare) fără efecte secundare (controlul efectului termic).




## Tratament Rapid și Nedureros


Energia laserului aplicată pe pereții vagina este livrată în mod fracționat (DOT-therapy): doar un mic procent din țesutul vaginal este afectat direct de laser.

## Adaptabilitate Maximă pentru Pacientă

Disponibilitatea diferitelor tipuri de sonde pentru a răspunde nevoilor clinice și/sau anatomice specifice fiecărei paciente.



(sondă 360°)



(23 mm diametru)



(16 mm diametru)



(aplicator vulvar)



# Redefinirea Eficacității

## **PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE REVIZUITE DE COLEGI**

Peste 100 de publicații internaționale revizuite de colegi au confirmat eficacitatea și siguranța ridicată a tratamentului MonaLisa Touch®.

## **REZULTATE DOVEDITE**

MonaLisa Touch® este singura procedură dovedită prin milioane de tratamente de succes la nivel mondial.

## **ÎNGRIJIREA SĂNĂȚĂII INTIME**

MonaLisa Touch® este primul tratament dedicat sănătății intime feminine, un domeniu în care, de-a lungul anilor, DEKA a investit resurse și atenție.



# Câteva Cuvinte de la Utilizatori

“ Am început testarea MonaLisa Touch® și tratarea pacientelor în 2012. La început, eram foarte sceptic în privința utilizării laserului pentru stimularea vaginală, deoarece, la acea vreme, nu existau dovezi care să ofere credibilitate acestei metode în Ginecologie. Cu timpul, rezultatele atât clinice, cât și histologice mi-au depășit așteptările! Studiile histologice, realizate în colaborare cu Prof. Alberto Calligaro de la Universitatea din Pavia, au demonstrat că tratamentul MonaLisa Touch® a restabilit mucoasa vaginală la o stare similară cu cea din perioada premenopauzei, așa cum se întâmplă în urma unui tratament cu hormoni estrogeni”

## **Stefano Salvatore, M.D.**

Conferențiar universitar în Obstetrică și Ginecologie, Universitatea Vita-Salute San Raffaele  
Șef al Unității de Uroginecologie la Spitalul IRCCS San Raffaele, Milano (Italia)

“ Un „game changer” este, literalmente, ceva care schimbă modul în care facem lucrurile — și în medicină nu avem parte în fiecare zi de astfel de inovații. Îmi place să folosesc expresia game changer în legătură cu MonaLisa Touch®, deoarece răspunde unei nevoi uriașe din partea femeilor. Am fost foarte deschisă să încerc acest tratament, deoarece cererea este enormă. Este un domeniu terapeutic vast, iar rezultatele apar aproape imediat.”

## **Mickey Karram, M.D.**

Director al Programului de Fellowship în Medicină Pelviană Feminină și Chirurgie Reconstructivă  
The Christ Hospital, Cincinnati, OH (SUA)

“ Am fost unul dintre primii specialiști în ginecologie care au crezut în terapia cu laser CO<sub>2</sub> pentru tratamentul atrofiei vulvo-vaginale, deoarece, începând din 2013, am efectuat peste 4100 de tratamente la aproximativ 1500 de paciente, cu o medie de 60 de tratamente pe lună și o rată de succes care atinge 75–80%. Caracteristicile acestui sistem laser, cu impulsuri și modele de scanare complet programabile și controlabile, permit realizarea tratamentului MonaLisa Touch®, care s-a răspândit la nivel mondial, aducând beneficii semnificative pentru sănătatea intimă a populației feminine. Atrofia vulvo-vaginală reprezintă, și astăzi, principala indicație pentru terapia cu laser CO<sub>2</sub> MonaLisa Touch®, realizată cu Tetra PRO, dar nu este singura, deoarece acest dispozitiv contribuie și la ameliorarea recurențelor de cistită cronică, atrofiei vulvo-vaginale, incontinenței urinare, vezicii hiperactive, durerii post-partum, vestibulodiniei și lichenului scleros, precum și, în general, a tuturor acelor condiții care împiedică un cuplu să aibă o relație armonioasă și, în consecință, o sănătate sexuală bună.”

## **Maurizio Filippini, M.D.**

Șef al Modulului Funcțional de Endoscopie Ginecologică, Institutul de Securitate Socială (ISS) al Republicii San Marino, UOC de Obstetrică și Ginecologie,  
Republica San Marino

PERECHEA PERFECTĂ

## Avantaje TETRA PRO

Beneficii pentru confortul total al operatorului și al pacientei:

- Singura **terapie laser în profunzime validată** pentru sănătatea intimă a femeilor
- Un dispozitiv conceput pentru regenerarea mucoasei vulvo-vaginale
- Un istoric cu **sute de mii de tratamente de succes** la nivel mondial
- **Siguranță maximă** și confort
- Rezultate remarcabile, fără timp de recuperare
- Cel mai avansat instrument pentru tratarea simptomelor genito-urinare



**Doar pentru utilizatorii DEKA:**  
un sprijin valoros în practica medicală

**DEKA** Club

**7 oglinzi**  
braț articulat

Interfață grafică  
cu utilizatorul

Sistem de scanare  
**V<sup>2</sup>LR PRO**  
cu distanțier sterilizabil

**RF CO<sub>2</sub>**  
Sursă Laser



# Specificații Tehnice

TETRA PRO	
Tip Laser	CO <sub>2</sub> RF- PSD – 10,600 nm
Putere	0.1-40 W
Dimensiuni și Greutate	124 (H) cm x 64 (W) cm x 66 (D) cm   62 Kg
Alimentare electrică	100-230 Vac – 50/60 Hz – 1200VA
SISTEM DE SCANARE V <sup>2</sup> LR PRO	
Zonă de scanare:	8x8 mm (formă: pătrat) și 13X13 mm (formă: cadru pătrat)
Metode de scanare:	Normal - Interlaced - SmartTrack
Nivel SmartStack	De la 1 la 5
Sonde	360° – unghi complet 90° – unghi unic (opțional) Aplicator vulvar dreapt

PERICOL – Radiație laser vizibilă și invizibilă. Evitați expunerea ochilor sau a pielii la radiația directă sau dispersată. Produs laser din clasa 4.



🏠 R. Moldova, Chișinău,  
str. A. Șciusev 37

☎ +373 691 77 007

📷 profmedaesthetics

📘 profmedaesthetics

**DEKA**  
Innate Ability